

# ТзОВ МФ "Авіцена"

Адреса 79044, м. Львів, вул. Коновальця, 54/7  
ЄДРПОУ 32126702, тел. 0322673595, 44-18-98  
Р/р UA28325365000002600901914075  
в АТ "Кредобанк"  
МФО 325365

## Sonicaid Team      ціна 545 450 грн. Huntleigh Diagnostics – Великобританія

Фетальні монітори серії Sonicaid модифікацій Team показані до застосування для контролю основних показників стану плода під час вагітності та в пологах. Дозволяють реєструвати серцеві скорочення (ЧСС) плода / плодів з одночасною реєстрацією скорочувальної діяльності матки і рухової активності плода (актограмми)

Основними характеристиками фетальних моніторів Sonicaid® Team і Sonicaid® Team Duo з функцією аналізу Care є:

- Реєстрація, розрахунок і аналіз параметрів антенатальної КТГ з урахуванням індивідуального терміну вагітності, починаючи з 24 тижнів
- Виявлення розвитку плацентарної недостатності на стадії функціональних порушень в плаценті (порушення мікроциркуляції ворсинок хоріона)
- Можливість диференціальної діагностики дистресу плода при плацентарній недостатності від дистресу, пов'язаного з іншими патологічними факторами
- Неінвазивний метод оцінки ступеня тяжкості гіпоксії плода
- Швидкість отримання висновку про стан плода за відсутності патологічних відхилень кривої КТГ (час аналізу - від 10 хвилин), відповідно - збільшення пропускнуої спроможності лікувального закладу і зниження витрат на витратні матеріали
- Адекватна оцінка індивідуального ризику мимовільних пологів при виявленні патологічних відхилень на КТГ
- Друк кривих ЧСС кожного з плодів при двійні в своїй системі координат
- Надійні критерії для обґрунтованого рішення про дострокове пологах або про оперативне закінчення пологів в інтересах плода.
- Повна клінічна анотація в процесі КТГ моніторингу: акушерський статус, маніпуляції, наркоз, лікарські препарати та ін., з роздруківкою в режимі реального часу.
- Швидкий доступ до всіх функцій меню одним натисненням на клавішу
- Точна і стабільна реєстрація ЧСС плода з 24 тижнів вагітності в діапазоні 30-240 уд / хв
- Обнулення тосо датчика простим натисканням на кнопку і автообнулення
- Чіткий і ясний графічний дисплей
- Підключення до центральної станції, зовнішнім комп'ютерам і системам архівування
- Система дистанційного КТГ консультування (Теле - КТГ)

